



Only One

SOLUZIONI E LENTI A CONTATTO

ESPOSITORE PRESSO / EXHIBITOR AT



opti

MIDO
LIVE THE WONDER



Only One



KONTAKT LENS
V.A.O. Srl

ACCESSOREYES
M I L A N O

“Da oltre 30 anni al fianco degli ottici”

For over 30 years we have been at the optician's side

Nata nel 1987, la Kontakt Lens è un'azienda certificata CE 0123 e UNI CEI EN ISO 13485 dal TUV di Monaco di Baviera.

Leader nella ricerca delle migliori lenti a contatto per soddisfare qualsiasi esigenza dei clienti ottici ed optometristi.

La nostra mission:

- Offrire ai centri di applicazione le lenti a contatto con le migliori performance secondo le problematiche dei clienti;
- Creare dei marchi differenti per tutelare il lavoro dei centri ottici, mettendoli al riparo dalla concorrenza e soprattutto dalla vendita on line.

Founded in 1987, Kontakt Lens is a Company certified in CE 0123 and UNI CEI EN ISO 13485 by TUV, Monaco DE.

Kontakt Lens specializes in providing Opticians with the best products and services enabling them to exceed the needs of their customers.

Our mission:

- Offer Opticians quality products that provide comfort and safety for their clients;
- Provide competitive product lines and private labeling opportunities for Opticians.

Giornaliere Sferiche / Daily Spheric

pag. 2

Giornaliere Toriche / Daily Toric

pag. 3

Giornaliere Multifocali / Daily Multifocal

pag. 3

Settimanali / Weekly

pag. 4

Quindicinali / Biweekly

pag. 5

Mensili Sferiche / Monthly Spheric

pag. 5

Mensili Toriche / Monthly Toric

pag. 6

Mensili Multifocali / Monthly Multifocal

pag. 7

Cosmetiche / Cosmetics

pag. 8

Soluzioni / Solutions

pag. 10

Accessori / Accessories

pag. 11

Tradizionali / Traditional

pag. 12

Personalizzate / Customized

pag. 13

Listino

pag. 14

Giornaliere Sferiche / Daily Spheric

modello product	confezione pack	materiale/%acqua material/%water	DK DK/t	RB-BC (mm)	diametro diameter (mm)	sfere/powers (D)
1 Day Air D5 	30	Etafilcon A - 58% UV	28-33	8.50	14.20	da/from - 0.25 a/to - 6.00 (inc. 0.25) da/from - 6.50 a/to - 12.00 (inc. 0.50) da/from + 0.50 a/to + 4.00 (inc. 0.25)
Day x Day Plus D8 	30	Methafilcon B - 57% UV	18	8.60	14.20	da/from - 0.50 a/to - 6.00 (inc. 0.25) da/from - 6.50 a/to - 15.00 (inc. 0.50) da/from + 0.50 a/to + 5.00 (inc. 0.25) da/from + 5.50 a/to + 6.00 (inc. 0.50)
Activa D3	30	Filcon IV Hyaluropolymer - 60%	25-40	8.60	14.10	da/from - 0.50 a/to - 6.00 (inc. 0.25) da/from - 6.50 a/to - 10.00 (inc. 0.50) da/from + 0.50 a/to + 4.00 (inc. 0.25) da/from + 4.50 a/to + 7.00 (inc. 0.50)
Aquafinity Plus D10	30	Filcon IV Hyaluropolymer +TSP - 60%	40	8.60	14.10	da/from - 0.50 a/to - 6.00 (inc. 0.25) da/from - 6.50 a/to - 12.00 (inc. 0.50) da/from + 0.75 a/to + 4.00 (inc. 0.25) da/from + 4.50 a/to + 7.00 (inc. 0.50)
Day x Day D1	30/90	Ocufilecon D - 55%	19-27	8.60(-) 8.80(+)	14.20	da/from - 0.25 a/to - 6.00 (inc. 0.25) da/from - 6.50 a/to - 10.00 (inc. 0.50) da/from + 0.25 a/to + 5.00 (inc. 0.25) da/from + 5.50 a/to + 6.00 (inc. 0.50)
Aquafinity D2	30/90	Omafilecon A - 60%	25-28	8.70	14.20	da/from - 0.25 a/to - 6.00 (inc. 0.25) da/from - 6.50 a/to - 12.00 (inc. 0.50) da/from + 0.25 a/to + 5.00 (inc. 0.25) da/from + 5.50 a/to + 8.00 (inc. 0.50)
Vivida 1 Day D7 <i>silicone hydrogel</i>	30	Somofilcon A - 56% UV	60-86	8.60	14.00	da/from - 0.50 a/to - 6.00 (inc. 0.25) da/from - 6.50 a/to - 10.00 (inc. 0.50) da/from + 0.50 a/to + 6.00 (inc. 0.25) da/from + 6.50 a/to + 8.00 (inc. 0.50)
S.H. Dailies D4 <i>silicone hydrogel</i>	30	Stenfilcon A - 54% UV	80-100	8.40	14.20	da/from - 0.25 a/to - 6.00 (inc. 0.25) da/from - 6.50 a/to - 12.00 (inc. 0.50) da/from + 0.25 a/to + 5.00 (inc. 0.25) da/from + 5.50 a/to + 8.00 (inc. 0.50)

Giornaliere Toriche / Daily Toric

modello product	confezione pack	materiale/%acqua material/%water	DK DK/t	RB-BC (mm)	diametro diameter (mm)	sfere/powers (D)	cilindri cylinders	assi axis
Aquafinity Plus Toric D10T 	30	Filcon IV Hyaluropolymer +TSP - 60% UV	25	8.50	14.40	da/from 0.00 a/to -6.00 (inc. 0.25) da/from - 6.50 a/to -8.00 (inc. 0.50) da/from +0.25 a/to +4.00 (inc. 0.25)	-1.00 -1.50/-2.00	15°/30° 75°/90° 105°/150° 165°/180°
Day x Day Toric DT1	30	Ocufilecon D - 55%	19-17	8.70	14.50	da/from Plano a/to - 6.00 (inc. 0.25) da/from - 6.50 a/to - 7.00 (inc. 0.50)	-0.75/-1.25 -1.75	20°/90° 160°/180°
						da/from - 7.50 a/to - 10.00 (inc. 0.50)	-0.75/-1.25 -1.75	90°/180°

Giornaliere Toriche / Daily Toric

modello product	confezione pack	materiale/%acqua material/%water	DK DK/t	RB-BC (mm)	diametro diameter (mm)	sfere/powers (D)	cilindri cylinders	assi axis
Vivida 1 Day Toric DT2	30	Somofilcon A - 56% UV	57	8.60	14.30	da/from Plano a/to - 6.00 (inc. 0.25) da/from - 6.50 a/to - 9.00 (inc. 0.50)	-0.75/-1.25 -1.75	10°/20° 60°/70° 80°/90° 100°/110° 120°/160° 170°/180°
						da/from Plano a/to - 6.00 (inc. 0.25) da/from - 6.50 a/to - 9.00 (inc. 0.50)	- 2.25	10°/20° 90°/160° 170°/180°
						da/from + 0.25 a/to + 4.00 (inc. 0.25)	-0.75/-1.25 -1.75	20°/70° 90°/110° 160°/180°
silicone hydrogel								
SH Dailies Toric DT4	30	Stenfilcon A - 54% UV	80	8.60	14.50	da/from Plano a/to - 6.00 (inc. 0.25)	-0.75/-1.25 -1.75	10°/20° 70°/80°/90° 100°/110° 160° /170° 180°
							- 2.25	10°/20° 90°/160° 170°/180°
						da/from - 6.50 a/to - 10.00 (inc. 0.50)	-0.75/-1.25 -1.75	10°/20° 70°/80°/90° 100°/110° 160° /170° 180°
							- 2.25	10°/20° 90°/160° 170°/180°
						da/from + 0.50 a/to + 6.00 (inc. 0.25)	-0.75/-1.25 -1.75	10°/20° 70°/80°/90° 100°/110° 160° /170° 180°
							- 2.25	10°/20° 90°/160° 170°/180°
silicone hydrogel								

Giornaliere Multifocali / Daily Multifocal

modello product	confezione pack	materiale/%acqua material/%water	DK DK/t	RB-BC (mm)	diametro diameter (mm)	sfere/powers (D)	aggiunta addition
Day Afocal DA 	30	Filcon IV Hyaluropolymer +TSP - 60% UV	29	8.60	14.10	da/from Plano a/to - 6.00 (inc. 0.25) da/from - 6.50 a/to - 10.00 (inc. 0.50) da/from + 0.25 a/to + 6.00 (inc. 0.25) da/from + 6.50 a/to + 8.00 (inc. 0.50)	* tabella applicativa pag. 16
Aquafinity Multifocal DM1	30	Omafilcon A - 60%	25-28	8.70	14.20	da/from - 0.00 a/to - 6.00 (inc. 0.25) da/from - 6.50 a/to - 10.00 (inc. 0.50) da/from + 0.25 a/to + 6.00 (inc. 0.25)	fissa fino a + 2.50
Vivida 1 Day Multifocal DM2 <i>silicone hydrogel</i>	30	Somofilcon A - 56% UV	86	8.60	14.10	da/from - 0.00 a/to - 6.00 (inc. 0.25) da/from - 6.50 a/to - 8.00 (inc. 0.50) da/from + 0.25 a/to + 6.00 (inc. 0.25)	bassa/low fino a/to + 2.25
							alta/high da/from + 2.50 a/to + 3.00

Settimanali / Weekly

modello product	confezione pack	materiale/%acqua material/%water	DK DK/t	RB-BC (mm)	diametro diameter (mm)	sfere/powers (D)	cilindri cylinders	assi axis
Wellness Sferic WS 	12	Filcon IV Hyaluropolymer +TSP - 58% UV	32	8.60	14.10	da/from -0.50 a/to -6.00 (inc. 0.25) da/from -6.50 a/to -10.00 (inc. 0.50) da/from +0.50 a/to +4.00 (inc. 0.25)	-	-
Wellness Afocal WA 	12	Filcon IV Hyaluropolymer +TSP - 58% UV	25	8.60	14.10	da/from 0.00 a/to -6.00 (inc. 0.25) da/from -6.50 a/to -10.00 (inc. 0.50) da/from +0.25 a/to +6.00 (inc. 0.25) da/from +6.50 a/to +8.00 (inc. 0.50)	-	* tabella applicativa pag. 16
Wellness Toric WT 	12	Filcon IV Hyaluropolymer +TSP - 60% UV	23	8.50	14.40	da/from 0.00 a/to -6.00 (inc. 0.25) da/from -6.50 a/to -8.00 (inc. 0.50) da/from +0.25 a/to +4.00 (inc. 0.25)	-1.00 -1.50/-2.00	15°/30° 75°/90° 105°/150° 165°/180°


LA GEOMETRIA INNOVATIVA SLEEK FORM CONSENTE UN RAPIDO POSIZIONAMENTO DELLE LAC SENZA L'AGGIUNTA DI SPESSORI DIFFERENZIALI. OLTRE IL 93% DEGLI ASTIGMATISMI SONO COMPRESI NELLE 2.25D.

Scelta dell'asse

Asse da prescrizione	Asse da applicare
10° - 15° - 20°	15°
25° - 30° - 35°	30°
70° - 75° - 80°	75°
85° - 90° - 95°	90°
100° - 105° - 110°	105°
145° - 150° - 155°	150°
160° - 165° - 170°	165°
175° - 180° - 5°	180°

Scelta del cilindro

Cilindro da prescrizione	Cilindro da applicare
da -0.75D a -1.25D	-1.00D
da -1.50D a -1.75D	-1.50D
da -2.00D a -2.50D	-2.00D



Quindicinali / Biweekly

modello product	confezione pack	materiale/%acqua material/%water	DK DK/t	RB-BC (mm)	diametro diameter (mm)	sfere/powers (D)
Hyal Lens H1 	6	Filcon I B +Hyaluropolymer - 57% UV	40-40	8.60	14.10	da/from - 0.50 a/to - 6.00 (inc. 0.25) da/from - 6.50 a/to - 10.00 (inc. 0.50) da/from + 0.50 a/to + 4.00 (inc. 0.25)
15 Days Premium QP	6	Methafilcon A - 55%	-	8.60	14.20	da/from - 0.50 a/to - 6.00 (inc. 0.25) da/from - 6.50 a/to - 10.00 (inc. 0.50) da/from + 0.50 a/to + 5.00 (inc. 0.25) da/from + 5.50 a/to + 6.00 (inc. 0.50)

Mensili Sferiche / Monthly Spheric

modello product	confezione pack	materiale/%acqua material/%water	DK DK/t	RB-BC (mm)	diametro diameter (mm)	sfere/powers (D)
Soft Mese Plus M2 	1/3	Methafilcon A + Aquamoist - 55% UV	-	8.60	14.20	da/from - 0.50 a/to - 6.00 (inc. 0.25) da/from - 6.50 a/to - 10.00 (inc. 0.50) da/from + 0.50 a/to + 5.00 (inc. 0.25) da/from + 5.50 a/to + 6.00 (inc. 0.50)
Soft Mese Plus XR M2-XR	1/3	Methafilcon A + Aquamoist - 55% / UV	-	8.60	14.20	da/from - 10.50 a/to - 15.00 (inc. 0.50)
Sil-Soft Y1 <i>silicone hydrogel</i>	1/3	Comfilcon A - 48%	128 - 160	8.60	14.00	da/from Plano a/to - 6.00 (inc. 0.25) da/from - 6.50 a/to - 12.00 (inc. 0.50) da/from + 0.25 a/to + 6.00 (inc. 0.25) da/from + 6.50 a/to + 8.00 (inc. 0.50)
Sil-Soft XR Y1-XR <i>silicone hydrogel</i>	3	Comfilcon A - 48%	128 - 160	8.60	14.00	da/from - 12.50 a/to - 20.00 (inc. 0.50) da/from + 8.50 a/to + 20.00 (inc. 0.50)
Sil-Soft 2 Y2  <i>silicone hydrogel</i>	1/3	Unifilcon A+ - 43%	-	8.60	14.20	da/from - 0.25 a/to - 6.00 (inc. 0.25) da/from - 6.50 a/to - 12.00 (inc. 0.50) da/from + 0.25 a/to + 5.00 (inc. 0.25)
Eco 1 E1 	1/3	Bioxifilcon B + Hyaluronic Acid - 55%	26 - 34	8.60	14.20	da/from - 0.25 a/to - 6.00 (inc. 0.25) da/from - 6.50 a/to - 10.00 (inc. 0.50) da/from + 0.50 a/to + 5.00 (inc. 0.25) da/from + 5.50 a/to + 8.00 (inc. 0.50)

Mensili Sferiche / Monthly Spheric

modello product	confezione pack	materiale/%acqua material/%water	DK DK/t	RB-BC (mm)	diametro diameter (mm)	sfere/powers (D)
Soft Mese M1	1/3	Ocufilcon D - 55% UV	19 - 27	8.60(-) 8.90(-) 8.80(+)	14.20	da/from Plano a/to - 6.00 (inc. 0.25) da/from - 6.50 a/to - 10.00 (inc. 0.50) da/from + 0.25 a/to + 5.00 (inc. 0.25) da/from + 5.50 a/to + 8.00 (inc. 0.50)
Soft Mese XR MX	3	Omafilcon B - 62%	27 - 42	8.60	14.20	da/from - 0.25 a/to - 6.00 (inc. 0.25) da/from - 6.50 a/to - 20.00 (inc. 0.50) da/from + 0.50 a/to + 6.00 (inc. 0.25) da/from + 6.00 a/to + 20.00 (inc. 0.50)
Vivida Monthly VM <i>silicone hydrogel</i>	3	Somofilcon A - 56% UV	86	8.60	14.20	da/from - 0.25 a/to - 8.00 (inc. 0.25) da/from - 8.50 a/to - 10.00 (inc. 0.50) da/from + 0.25 a/to + 6.00 (inc. 0.25) da/from + 6.50 a/to + 8.00 (inc. 0.50)

Mensili Toriche / Monthly Toric

modello product	confezione pack	materiale/%acqua material/%water	DK DK/t	RB-BC (mm)	diametro diameter (mm)	sfere/powers (D)	cilindri cylinders	assi axis
Toric 3 T3 	3	Hioxifilcon - 57% UV	24.70	8.70	14.40	da/from Plano a/to - 6.00 (inc. 0.25) da/from - 6.50 a/to - 8.00 (inc. 0.50) da/from + 0.25 a/to + 4.00 (inc. 0.25)	-0.75/-1.25 -1.75/-2.25	da/from 10° a/to 180° (inc. 10°)
Vivida Monthly Toric VT <i>silicone hydrogel</i>	3	Somofilcon A - 56% UV	57	8.70	14.40	da/from - Plano a/to - 8.00 (inc. 0.25) da/from - 8.50 a/to - 9.00 (inc. 0.50) da/from + 0.25 a/to + 6.00 (inc. 0.25)	-0.75/-1.25 -1.75/-2.25	da/from 10° a/to 180° (inc. 10°)
Vivida Monthly Toric XR VX <i>silicone hydrogel</i>	3	Somofilcon A - 56% UV	57	8.70	14.40	da/from Plano a/to - 8.00 (inc. 0.25) da/from - 8.50 a/to - 10.00 (inc. 0.50) da/from + 0.25 a/to + 6.00 (inc. 0.25) da/from + 6.50 a/to + 10.00 (inc. 0.50)	fino a/up to -5.75 (inc. 0.50)	da/from 5° a/to 180° (inc. 5°)
Toric 2 T2	3	Ocufilcon D - 55% UV	19-17	8.70	14.50	da/from Plano a/to - 6.00 (inc. 0.25) da/from - 6.50 a/to - 9.00 (inc. 0.50) da/from + 0.25 a/to + 5.00 (inc. 0.25) da/from + 5.50 a/to + 6.00 (inc. 0.50)	-0.75/-1.25 -1.75/-2.25	da/from 10° a/to 180° (inc. 10°)
Toric XR Special TF	3	Omafilcon B - 62%	27-25	8.80	14.40	da/from + 6.00 a/to - 6.25 (inc. 0.25) da/from - 6.50 a/to - 10.00 (inc. 0.50) da/from + 6.50 a/to + 10.00 (inc. 0.50)	da/from -0.75 a/to -5.75 (inc. 0.50)	da/from 5° a/to 180° (inc. 5°)
Sil-Soft Toric TH <i>silicone hydrogel</i>	3	Comfilcon A - 48%	128-116	8.70	14.50	da/from Plano a/to - 6.00 (inc. 0.25) da/from - 6.50 a/to - 10.00 (inc. 0.50) da/from + 0.25 a/to + 6.00 (inc. 0.25) da/from + 6.50 a/to + 8.00 (inc. 0.50)	-0.75/-1.25 -1.75/-2.25	da/from 10° a/to 180° (inc. 10°)
Sil-Soft Toric XR THX <i>silicone hydrogel</i>	3	Comfilcon A - 48%	128-116	8.70	14.50	da/from Plano a/to - 6.00 (inc. 0.25) da/from - 6.50 a/to - 20.00 (inc. 0.50) da/from + 0.25 a/to + 6.00 (inc. 0.25) da/from + 6.50 a/to + 20.00 (inc. 0.50)	fino a/up to -5.75 (inc. 0.50)	da/from 5° a/to 180° (inc. 5°)


Mensili Multifocali / Monthly Multifocal

modello product	pack	materiale/%acqua material/%water	DK DK/t	RB-BC (mm)	diametro diameter (mm)	sfere/powers (D)	cilindri cylinders	assi axis	add
Monthly Afocal MA  <i>silicone hydrogel</i>	3	Filcon V Hyaluropolymer +TSP - 45% UV	65	8.70	14.10	da/from Plano a/to - 6.00 (inc. 0.25) da/from + 0.25 a/to + 6.00 (inc. 0.25)	-	-	* tabella applicativa pag. 16
Vivida Monthly Multifocal VMF <i>silicone hydrogel</i>	3	Somofilcon A - 56% UV	-/86	8.70	14,20	da/from Plano a/to - 6.00 (inc. 0.25) da/from - 6.50 a/to - 8.00 (inc. 0.50) da/from + 0.25 a/to + 6.00 (inc. 0.25)	-	-	bassa/low fino a/up to +2.25 - alta/high da/from +2.50 a/to +3.00
Sil-Soft Multifocal MH <i>silicone hydrogel</i>	3	Comfilcon A - 48%	128-142	8.60	14.00	da/from - Plano a/to - 6.00 (inc. 0.25) da/from - 6.50 a/to - 10.00 (inc. 0.50) da/from + 0.25 a/to + 6.00 (inc. 0.25)	-	-	+1.00/+1.50 +2.00/+2.50
design: D / N									
Multifocal MF	3	Omafilcon B - 62%	25 (varia RX)	8.70	14.40	da/from Plano a/to - 6.50 (inc. 0.25) da/from - 7.00 a/to - 8.00 (inc. 0.50) da/from + 0.25 a/to + 6.00 (inc. 0.25)	-	-	+1.00/+1.50 +2.00/+2.50
design: D / N									
Multifocal XR MR	3	Omafilcon B - 62%	25 (varia RX)	8.70	14.40	da/from - 8.00 a/to - 20.00 (inc. 0.50) da/from + 6.50 a/to + 20.00 (inc. 0.50)	-	-	da/from +1.00 a/to +4.00
design: D / N									
Multifocal Toric MT	3	Omafilcon B - 62%	25 (varia RX)	8.80 8.40	14.40	da/from Plano a/to - 6.00 (inc. 0.25) da/from - 6.50 a/to - 20.00 (inc. 0.50) da/from + 0.25 a/to + 5.00 (inc. 0.25) da/from + 5.50 a/to + 20.00 (inc. 0.50)	da/from - 0.75 a/to - 5.75 (inc. 0.50)	da/from 10° a/to 180° (inc. 10°)	da/from +1.00 a/to +4.00 (inc. 0.50)
design: D / N									
Sil-Soft Multifocal Toric MHT <i>silicone hydrogel</i>	3	Comfilcon A - 48%	128	8.70	14.50	da/from Plano a/to - 6.00 (inc. 0.25) da/from - 6.50 a/to - 10.00 (inc. 0.50) da/from + 0.25 a/to + 6.00 (inc. 0.25) da/from + 6.50 a/to + 10.00 (inc. 0.50)	da/from - 0.75 a/to - 5.75 (inc. 0.50)	da/from 5° a/to 180° (inc. 5°)	+1.00/+1.50 +2.00/+2.50
design: D / N									

Cosmetiche / Cosmetic


modello product	confezione pack	materiale/%acqua material/%water	DK DK/t	RB-BC (mm)	diametro diameter (mm)	sfere/powers (D)
Luxe Beauty One Day L1 	10	Methafilcon - 57% UV	13-21	8.60	14.30	da/from Plano a/to - 6.00 (inc. 0.25) da/from - 6.50 a/to - 8.00 (inc. 0.50) da/from + 0.50 a/to + 6.00 (inc. 0.50)

colori/colors



Luxe Beauty Monthly LB 	2	Methafilcon - 55% UV	13-21	8.60	14.30	da/from Plano a/to - 6.00 (inc. 0.25) da/from - 6.50 a/to - 8.00 (inc. 0.50) da/from + 0.50 a/to + 6.00 (inc. 0.50)
---	---	-------------------------------	-------	------	-------	---

colori/colors



Luxe Crazy LC 	giornaliere 6 lenti - mensili 2 lenti	Tetrafilcon - 43%	19-21	8.70	14.40	Plano
---	---	-------------------------	-------	------	-------	-------

colori/colors



Cosmetiche / Cosmetic

modello product	confezione pack	materiale/%acqua material/%water	DK DK/t	RB-BC (mm)	diametro diameter (mm)	sfere/powers (D)	cilindri cylinders	assi axis
Luxe XR Monthly LXR 	2	Tetrafilcon Ocufilcon - 43%	13-21	8,70 8,60	14.20	da/from - 6.50 - 20.00 (inc. 0.50) da/from + 0.50 a/to + 6.00 (inc. 0.25) da/from + 6.50 a/to + 20.00 (inc. 0.50)	-0.75/-1.25 -2.00/-2.75 -3.50	da/from 5° a/to 180° (inc. 5°)
colori/colors								
								
diamond	amethyst	quartz	emerald	aquamarine	turquoise	sapphire		

Monouso Plus (100/360ml)



Appositamente studiata per lenti a contatto a ricambio frequente. In una unica azione deterge, risciacqua, disinfetta, idrata e conserva. Attiva in cinque minuti.

Specific for disposable contact lenses. It cleanses, rinses, disinfects, hydrates and preserves in a single action. Active in five minutes.

Unica Plus (360/500ml)



Testata con tutti i tipi di lenti a contatto morbide. Rimuove i depositi mucoproteici, disinfetta, risciacqua e conserva. Attiva in cinque minuti.

Tested with all types of soft contact lenses. Removes protein deposits, disinfects, rinses and preserves. Active in five minutes.

Hyalu Sol (100/360ml)



Soluzione multiuso arricchita con acido ialuronico, indicata per gli occhi sensibili. Rimuove i depositi mucoproteici. Attiva in cinque minuti.

Multipurpose solution enriched with hyaluronic acid, indicated for sensitive eyes. Removes protein deposits. Active in five minutes.

Eco 1 Bipack (360/500ml)



Ideale per tutti i tipi di lenti a contatto morbide. In una unica azione disinfetta, risciacqua e conserva. Rimuove i depositi mucoproteici. Attiva in cinque minuti.

Specific for all types of soft contact lenses, a unique action to disinfection rinse and preserve. Remove protein deposits. Active in five minutes.

Monofase (360ml)



Sistema al perossido monofase con catalizzatore al platino per la detersione e disinfezione di tutti i tipi di lenti a contatto morbide. Rimuove depositi proteici e lipidici.

System for the neutralization, disinfection and the preservation of all types of soft contact lenses.

Uni-Det (30ml)



Detergente adatto per tutti i tipi di lenti a contatto.

Cleaners solution specific for all types of contact lenses.

Enzima (12 pastiglie)



Pasticche enzimatiche effervescenti per rimuovere i depositi proteici da tutti i tipi di lenti a contatto.

Enzymatic effervescent tablets for all types of contact lenses.

Hard-Care (250ml)



Soluzione unica per tutti i tipi di lenti a contatto rigide e gas permeabili. Conserva, disinfetta ed idrata.

Unique isotonic solution to rinse, disinfect, preserve and moistens all types of R.G.P. contact lenses.

Hyalu Tears (15ml)



Umettante e lubrificante oftalmico a base di acido ialuronico per la prevenzione dei disturbi tipici dei portatori di tutti i tipi di lenti a contatto.

Ophthalmic humectant and lubricant with hyaluronic acid indicated for prevention of typical troubles occurring to wearers of all kinds of contact lenses

Salina (550ml)



Soluzione salina isotonica e tamponata pH 7.2 per il risciacquo di tutti i tipi di lenti a contatto.

Isotonic buffered saline solution, at pH 7.2 to rinse all types of contact lenses.

Gocce Oculari (0,33ml)



Gocce oculari lubrificanti e lenitive a base di acido ialuronico. Venti flaconcini da 0.33 ml.

Soothing and lubricants eye drops based on hyaluronic acid. Twenty vials of 0.33 ml.

Ventose piene e forate



Ventose utili alla rimozione sicura delle lenti a contatto.

Suction devices are useful for safe removal of contact lenses.

Contenitori



Pratici contenitori per tutti i tipi di lenti a contatto.

Contact lens cases for all types of contact lenses.

Shirmer Test e Fluorescina



Confezioni da 100 strips.

Pack of 100 strips.

Spray (30 x 24ml)



Kit da 30 spray detergente antiappannante e antistatico per lenti antiriflesso. Prodotto con essenze di erbe naturali.

Kit of 30 spray cleaners, anti-fog, specific for anti-glare lenses. Produced with natural herbs essences.

Trousse



Trial Frame



Kit composto da 3 occhiali di prova con tre misure differenti, leggero e particolarmente comodo per chi lo indossa.

Kit of 3 trial frame in different size, lightweight and comfortable.

Lenti Tradizionali / Traditional Lens

modello product	materiale/%acqua material/%water	ricambio replacement	RB-BC (mm)	diametro diameter (mm)	sfere/powers (D)	cilindri cylinders	assi axis
Soft 3 Standard	Ocufilcon D 55%	trimestrale	8,60/8,80	14,00	+/- 8,00	-	-
Professional 3 Spheric	Hema/SiHy 55%-65%	trimestrale	a scelta	a scelta	+/- 20,00 (0,25)	-	-
Professional 6 Spheric	Hema/SiHy Glicerina 55%-65%	semestrale	a scelta	a scelta	+/- 20,00 (0,25)	-	-
Hydrolens	Hema/Glicerina 38%	annuale	7,60 >9,30 (0,10)	12,00 >16,00 (0,50)	+/- 25,00 (0,25)	-	-
Hydrofit	Hema/Glicerina 38%	annuale	8,40/8,80	13,75/14,40	+/- 25,00 (0,25)	-	-
Soft 3 Toric standard	Methafilcon 55%	trimestrale	8,70	14,50	+6,00/-9,00	0,75 >2,25	10 >180
Professional 3 Toric	Hema/SiHy 55%-65%	trimestrale	a scelta	a scelta	a scelta	a scelta	a scelta
Professional 6 Toric	Hema/SiHy/Glicerina 55%	semestrale	a scelta	a scelta	a scelta	a scelta	a scelta
Soft Toric TS	Hema/Glicerina 38%-50%	annuale	7,60 >10,00 (0,10)	13,00 >15,00 (0,50)	+/- 20,00 (0,25)	0,50 >8,00	10 >180
Professional 3 Multifocal Spheric	Hema/SiHy 55%-65%	trimestrale	a scelta	a scelta	a scelta	-	-
Professional 6 Multifocal Spheric	Hema 55%	semestrale	a scelta	a scelta	a scelta	-	-
Professional 3 Multifocal Toric	Hema/SiHy 55%-65%	trimestrale	a scelta	a scelta	a scelta	-	-
Professional 6 Multifocal Toric	Hema 55%	semestrale	a scelta	a scelta	a scelta	-	-
Hydrofit 67 Color	Hema/colori: brown 4,5,6 67%	annuale	8,80	14,50	+/- 25,00 (0,25)	pupilla: nera, trasparente	
Prosthetic Color	Hema 38%	annuale	8,00 > 9,40	13,00 > 15,00	+/- 30,00	pupilla: nera, trasparente	
Prosthetic 3 Color	Hema 42%	trimestrale	8,60	14,20	Plano	iride: 11,50 pupilla: nera	
Oxyflex	Fluoro-SiHy Met Boston	47 / 100		da 7,00 a 8,60		da 8,00 a 10,50	+/- 25,00
Oxyflex asferica	Fluoro-SiHy Met Boston	47 / 100		da 7,20 a 8,80		da 9,30 a 9,80 (0,30)	+/- 25,00
Oxy bitorica BT	Fluoro-SiHy Met Boston	47 / 100		-		da 8,50 a 10,00	+/- 25,00
Oxy torica T	Fluoro-SiHy Met Boston	47 / 100		-		da 8,50 a 10,00	+/- 25,00
Oxy cheratocono	Fluoro-SiHy Met Boston	47 / 100		da 5,20 a 7,30		da 8,50 a 10,00	+/- 25,00
Lasik inverse geometry	Fluoro-SiHy Met Boston	47 / 100		da 7,80 a 9,50		da 9,50 a 12,00	+/- 25,00
Synerge A/KE/PS	Pafluocon D Hemiberlificon	100		da 5,70 a 9,00		14,50	+/- 25,00
Kerasoft	Hioxfilcon B11 UV	15 x 10 -11		A - B - C - D		14,00 - 14,50 - 15,00	+/- 30,00 cil. da 0,50 a 11,00
Procornea	Fluoro-Perm Silicone	-		da 7,90 a 9,20		11,00 - 11,50	+/- 30,00
Orto K	Lenti speciali a porto notturno per il trattamento della miopia.						
Chroma Gen	Lenti speciali per daltonici e acromati.						

MORBIDE SFERICHE

MORBIDE TORICHE

MORBIDE MULTIFOCALI

COSMETICHE


RIGIDE - GAS - PERMEABILI

LENTI SPECIALI

FAI DECOLLARE LA TUA ATTIVITÀ

REALIZZA CON NOI LA TUA LINEA
DI SOLUZIONI E LENTI A CONTATTO
PERSONALIZZATE

** offerta rivolta ad ottici e gruppi*



Lenti a contatto:
giornaliere - mensili
quindicinali - toriche
cosmetiche

Soluzioni:
500ml - 360ml
100ml - 15ml

www.kontakt-lens.eu



Listino consigliato al pubblico

LENTI A CONTATTO DISPOSABILE

GIORNALIERE SFERICHE

1 Day Air (30 lenti)	21,00 €
Day x Day Plus (30 lenti)	18,00 €
Activa (30 lenti)	21,00 €
Aquafinity Plus (30 lenti)	21,00 €
Day x Day (30 lenti)	21,00 €
Day x Day (90 lenti)	48,00 €
Aquafinity (30 lenti)	21,00 €
Aquafinity (90 lenti)	48,00 €
Vivida 1 Day (30 lenti)	25,50 €
SH Dailies (30 lenti)	30,00 €

GIORNALIERE TORICHE

Aquafinity Plus Toric (30 lenti)	28,00 €
Day x Day Toric (30 lenti)	28,00 €
Vivida 1 Day Toric (30 lenti)	34,00 €
SH Dailies Toric (30 lenti)	38,00 €

GIORNALIERE MULTIFOCALI

Day Afocal (30 lenti)	32,00 €
Aquafinity Multifocal (30 lenti)	32,50 €
Vivida 1 Day Multifocal (30 lenti)	38,00 €

SETTIMANALI

Wellness Sferic (12 lenti)	30,00 €
Wellness Toric (12 lenti)	40,00 €
Wellness Afocal (12 lenti)	40,00 €

QUINDICINALI

Hyal Lens (6 lenti)	20,00 €
15 Days Premium (6 lenti)	20,00 €

MENSILI SFERICHE

Soft Mese Plus Single Blister	5,00 €
Soft Mese Plus (3 lenti)	13,00 €
Soft Mese Plus XR (3 lenti)	18,00 €
Sil-Soft Single Blister	9,00 €
Sil-Soft (3 lenti)	25,00 €
Sil-Soft XR (3 lenti)	30,00 €
Eco 1 Single Blister	5,00 €
Eco 1 (3 lenti)	14,00 €
Soft Mese Single Blister	6,00 €
Soft Mese (3 lenti)	16,00 €
Soft Mese XR Special (3 lenti)	25,00 €
Vivida Monthly (3 lenti)	23,00 €

MENSILI TORICHE

Toric 3 (3 lenti)	40,00 €
Vivida Monthly Toric (3 lenti)	39,00 €
Vivida Monthly Toric XR (3 lenti)	66,00 €
Toric 2 (3 lenti)	40,00 €
Toric XR Special (3 lenti)	49,00 €
Sil-Soft Toric (3 lenti)	45,00 €
Sil-Soft Toric XR (3 lenti)	70,00 €

MENSILI MULTIFOCALI

Monthly Afocal (3 lenti)	40,00 €
Vivida Monthly Multifocal (3 lenti)	43,00 €
Sil-Soft Multifocal (3 lenti)	48,00 €
Multifocal (3 lenti)	46,00 €
Multifocal XR (3 lenti)	50,00 €
Multifocal Toric (3 lenti)	70,00 €
Sil-Soft Multifocal Toric (3 lenti)	70,00 €

COSMETICHE

Luxe Beauty 1 Day (10 lenti)	18,00 €
Luxe Beauty Monthly (2 lenti)	21,00 €
Luxe XR (2 lenti)	40,00 - 50,00 €
Luxe Crazy Giornaliere (6 lenti)	39,00 €
Luxe Crazy Mensili (2 lenti)	26,00 €

LENTI TRADIZIONALI E A SOSTITUZIONE PROGRAMMATA

Saphir RY Sferica (3 lenti)	85,00 €
Saphir RYT Torica (3 lenti)	85,00 €

MORBIDE SFERICHE

Soft 3 Standard	25,00 - 30,00 € (SiHy)
Professional 3 Spheric	35,00 - 40,00 € (SiHy)
Professional 6 Spheric	67,00 €
Hydrolens	140,00 €
Hydrolens Glicerina	160,00 €
Hydrofit	110,00 €

MORBIDE TORICHE

Soft 3 Toric Standard	45,00 - 47,00 € (SiHy)
Professional 3 Toric	60,00 - 66,00 € (SiHy)
Professional 6 Toric	98,00 €
Soft Toric TS Annuale	185,00 €
Soft Toric TS Glicerina	196,00 €

MORBIDE MULTIFOCALI

Professional 3 MF Spheric	58,00 - 62,00 € (SiHy)
Professional 6 MF Spheric	70,00 €
Professional 3 MF Toric	80,00 - 85,00 € (SiHy)
Professional 6 MF Toric	120,00 €
Multifocal Annuale	196,00 €

LENTI R.P.G. E LENTI SPECIALI

RIGIDE GAS PERMEABILI SFERICHE

Oxiflex	160,00 €
Oxiflex Aspher	175,00 €
Conflex	183,00 €
Conflex Air	188,00 €
Conflex A 90	193,00 €

RIGIDE GAS PERMEABILI TORICHE

Oxiflex Torica	210,00 €
Oxiflex BiTorica	220,00 €
Oxiflex Multifocale	220,00 €
A 90 RT	389,00 €
A 90 VPT	389,00 €

LENTI PER CHERATOCONO

Oxiflex KE	210,00 €
Conflex KE	290,00 €
Synergys KE	320,00 €
Kerasoft	320,00 €

LENTI SPECIALI

Croma-Gen X Crom	360,00 €
Lasik	290,00 €
Procornea	360,00 €

Listino consigliato al pubblico

LENTI COSMETICHE E PER PROTESI

Prosthetic 3 Color	80,00 €
Prosthetic Color	360,00 €
Hydrofit 67 Color	190,00 €

SOLUZIONI ONLYONE

* Monouso Plus (360ml)	9,00 €
Monouso Plus (100ml)	3,00 €
* Unica Plus (360ml)	9,00 €
Unica Plus (500ml)	11,00 €
* Hyalu-Sol (360ml)	10,00 €
Hyalu-Sol (100ml)	3,50 €
* Eco-1 Bipack (2 x 360ml)	16,00 €
* Eco-1 Bipack (2 x 500ml)	20,00 €
* Monofase (360ml)	14,00 €
Uni-Det	10,00 €
Salina (550ml)	3,50 €
Hyalu-Tears (15ml)	10,00 €
Hyalu-Tears Monodose (20 fiale 0,33ml)	13,00 €
Enzima (12 pasticche)	11,00 €
Hard Care (250ml)	10,00 €

* contiene astuccio portalenti

ACCESSORI ONLYONE

Idrolens R (portalenti per semirigide)	3,00 €
Kli Box (portalenti piatto per morbide)	3,00 €
Kli Case (portalenti a cestello per morbide)	3,00 €
Trousse	8,00 €
Ventose (confezione singola)	3,00 €
Spray lenti oftalmiche (confezione singola 24ml)	3,00 €

Tabella di conversione per l'applicazione di lenti Afocal

		ETÀ									
		40-42	43-45	46-47	48-50	51-52	53-55	56-57	58-60	61-63	64-66*
		ADDIZIONE									
		+0.75	+1.00	+1.25	+1.50	+1.75	+2.00	+2.25	+2.50	+2.75	+3.00
Ref. occhiale	Potere lenti a contatto										
0.00	0.00	+0.50	+0.50	+0.75	+0.75	+1.00	+1.00	+1.25	+1.25	+1.50	+1.50
-0.25	-0.25	+0.25	+0.25	+0.50	+0.50	+0.75	+0.75	+1.00	+1.00	+1.25	+1.25
-0.50	-0.50	0.00	0.00	+0.25	+0.25	+0.50	+0.50	+0.75	+0.75	+1.00	+1.00
-0.75	-0.75	-0.25	-0.25	0.00	0.00	+0.25	+0.25	+0.50	+0.50	+0.75	+0.75
-1.00	-1.00	-0.50	-0.50	-0.25	-0.25	0.00	0.00	+0.25	+0.25	+0.50	+0.50
-1.25	-1.25	-0.75	-0.75	-0.50	-0.50	-0.25	-0.25	0.00	0.00	+0.25	+0.25
-1.50	-1.50	-1.00	-1.00	-0.75	-0.75	-0.50	-0.50	-0.25	-0.25	0.00	0.00
-1.75	-1.75	-1.25	-1.25	-1.00	-1.00	-0.75	-0.75	-0.50	-0.50	-0.25	-0.25
-2.00	-2.00	-1.50	-1.50	-1.25	-1.25	-1.00	-1.00	-0.75	-0.75	-0.50	-0.50
-2.25	-2.25	-1.75	-1.75	-1.50	-1.50	-1.25	-1.25	-1.00	-1.00	-0.75	-0.75
-2.50	-2.50	-2.00	-2.00	-1.75	-1.75	-1.50	-1.50	-1.25	-1.25	-1.00	-1.00
-2.75	-2.75	-2.25	-2.25	-2.00	-2.00	-1.75	-1.75	-1.50	-1.50	-1.25	-1.25
-3.00	-3.00	-2.50	-2.50	-2.25	-2.25	-2.00	-2.00	-1.75	-1.75	-1.50	-1.50
-3.25	-3.25	-2.75	-2.75	-2.50	-2.50	-2.25	-2.25	-2.00	-2.00	-1.75	-1.75
-3.50	-3.50	-3.00	-3.00	-2.75	-2.75	-2.50	-2.50	-2.25	-2.25	-2.00	-2.00
-3.75	-3.75	-3.25	-3.25	-3.00	-3.00	-2.75	-2.75	-2.50	-2.50	-2.25	-2.25
-4.00	-3.87	-3.50	-3.25	-3.25	-3.00	-3.00	-2.75	-2.75	-2.50	-2.50	-2.25
-4.25	-4.00	-3.50	-3.50	-3.25	-3.25	-3.00	-3.00	-2.75	-2.75	-2.50	-2.50
-4.50	-4.25	-3.75	-3.75	-3.50	-3.50	-3.25	-3.25	-3.00	-3.00	-2.75	-2.75
-4.75	-4.50	-4.00	-4.00	-3.75	-3.75	-3.50	-3.50	-3.25	-3.25	-3.00	-3.00
-5.00	-4.75	-4.25	-4.25	-4.00	-4.00	-3.75	-3.75	-3.50	-3.50	-3.25	-3.25
-5.25	-5.00	-4.50	-4.50	-4.25	-4.25	-4.00	-4.00	-3.75	-3.75	-3.50	-3.50
-5.50	-5.12	-4.75	-4.50	-4.50	-4.25	-4.25	-4.00	-4.00	-3.75	-3.75	-3.50
-5.75	-5.37	-5.00	-4.75	-4.75	-4.50	-4.50	-4.25	-4.25	-4.00	-4.00	-3.75
-6.00	-5.62	-5.25	-5.00	-5.00	-4.75	-4.75	-4.50	-4.50	-4.25	-4.25	-4.00
-6.50	-6.00	-5.50	-5.50	-5.25	-5.25	-5.00	-5.00	-4.75	-4.75	-4.50	-4.50
-7.00	-6.50	-6.00	-6.00	-5.75	-5.75	-5.50	-5.50	-5.25	-5.25	-5.00	-5.00
-7.50	-6.87	-6.50	-6.50	-6.00	-6.00	-6.00	-5.75	-5,75	-5,50	-5,50	-5,25
-8.00	-7,25	-7.00	-6.50	-6.50	-6.50	-6.50	-6.00	-6.00	-6.00	-5.75	-5.75
-8.50	-7.75	7.50	-7.00	-7.00	-7.00	-7.00	-6.50	-6.50	-6.50	-6.50	-6.00
-9.00	-8.12	-7.50	-7.50	-7.50	-7.50	-7.00	-7.00	-7.00	-7.00	-6.50	-6.50
-9.50	-8.50	-8.00	-8.00	-8.00	-7.50	-7.50	-7.50	-7.50	-7.50	-7.00	-7.00
-10.00	-8.87	-8.50	-8.50	-8.00	-8.00	-8.00	-8.00	-8.00	-7.50	-7.50	-7.50
-10.50	-9.37	-9.00	-9.00	-8.50	-8.50	-8.50	-8.50	-8.50	-8.00	-8.00	-8.00
-11.00	-9.75	-9.50	-9.00	-9.00	-9.00	-9.00	-8.50	-8.50	-8.50	-8.50	-8.50
-11.50	-10.12	-9.50	-9.50	-9.50	-9.50	-9.00	-9.00	-9.00	-9.00	-8.50	-8.50
-12.00	-10.50	-10.00	-10.00	-10.00	-9.50	-9.50	-9.50	-9.50	-9.50	-9.00	-9.00
-12.50	-11.01					-10.00	-10.00	-10.00	-10.00	-9,50	-9,50
-13.00	-11.25						-10.00	-10.00	-10.00	-10.00	-9.50
-13.50	-11.62									-10.00	-10.00

* Per i pazienti sopra i 66 anni di età considerare la colonna 64-66

Tabella di conversione per l'applicazione di lenti Afocal

		ETÀ									
		40-42	43-45	46-47	48-50	51-52	53-55	56-57	58-60	61-63	64-66*
		ADDIZIONE									
Ref. occhiale	Potere lenti a contatto	+0.75	+1.00	+1.25	+1.50	+1.75	+2.00	+2.25	+2.50	+2.75	+3.00
+0.25	+0.25	+0.75	+0.75	+1.00	+1.00	+1.25	+1.25	+1.50	+1.50	+1.75	+1.75
+0.50	+0.50	+1.00	+1.00	+1.25	+1.25	+1.50	+1.50	+1.75	+1.75	+2.00	+2.00
+0.75	+0.75	+1.25	+1.25	+1.50	+1.50	+1.75	+1.75	+2.00	+2.00	+2.25	+2.25
+1.00	+1.00	+1.50	+1.50	+1.75	+1.75	+2.00	+2.00	+2.25	+2.25	+2.50	+2.50
+1.25	+1.25	+1.75	+1.75	+2.00	+2.00	+2.25	+2.25	+2.50	+2.50	+2.75	+2.75
+1.50	+1.50	+2.00	+2.00	+2.25	+2.25	+2.50	+2.50	+2.75	+2.75	+3.00	+3.00
+1.75	+1.75	+2.25	+2.25	+2.50	+2.50	+2.75	+2.75	+3.00	+3.00	+3.25	+3.25
+2.00	+2.00	+2.50	+2.50	+2.75	+2.75	+3.00	+3.00	+3.25	+3.25	+3.50	+3.50
+2.25	+2.25	+2.75	+2.75	+3.00	+3.00	+3.25	+3.25	+3.50	+3.50	+3.75	+3.75
+2.50	+2.50	+3.00	+3.00	+3.25	+3.25	+3.50	+3.50	+3.75	+3.75	+4.00	+4.00
+2.75	+2.75	+3.25	+3.25	+3.50	+3.50	+3.75	+3.75	+4.00	+4.00	+4.25	+4.25
+3.00	+3.00	+3.50	+3.50	+3.75	+3.75	+4.00	+4.00	+4.25	+4.25	+4.50	+4.50
+3.25	+3.25	+3.75	+3.75	+4.00	+4.00	+4.25	+4.25	+4.50	+4.50	+4.75	+4.75
+3.50	+3.50	+4.00	+4.00	+4.25	+4.25	+4.50	+4.50	+4.75	+4.75	+5.00	+5.00
+3.75	+3.75	+4.25	+4.25	+4.50	+4.50	+4.75	+4.75	+5.00	+5.00	+5.25	+5.25
+4.00	+4.25	+4.75	+4.75	+5.00	+5.00	+5.25	+5.25	+5.50	+5.50	+5.75	+5.75
+4.25	+4.50	+5.00	+5.00	+5.25	+5.25	+5.50	+5.50	+5.75	+5.75	+6.00	+6.00
+4.50	+4.75	+5.25	+5.25	+5.50	+5.50	+5.75	+5.75	+6.00	+6.00	+6.00	+6.50
+4.75	+5.00	+5.50	+5.50	+5.75	+5.75	+6.00	+6.00	+6.00	+6.50	+6.50	+6.50
+5.00	+5.25	+5.75	+5.75	+6.00	+6.00	+6.00	+6.50	+6.50	+6.50	+6.50	+7.00
+5.25	+5.62	+6.00	+6.00	+6.00	+6.50	+6.50	+6.50	+6.50	+7.00	+7.00	+7.00
+5.50	+5.87	+6.00	+6.50	+6.50	+6.50	+6.50	+7.00	+7.00	+7.00	+7.00	+7.50
+5.75	+6.12	+6.50	+6.50	+6.50	+7.00	+7.00	+7.00	+7.00	+7.50	+7.50	+7.50
+6.00	+6.50	+7.00	+7.00	+7.00	+7.50	+7.50	+7.50	+7.50	+8.00	+8.00	+8.00
+6.25	+6.75	+7.00	+7.50	+7.50	+7.50	+7.50	+8.00	+8.00	+8.00	+8.00	
+6.50	+7.00	+7.50	+7.50	+7.50	+8.00	+8.00	+8.00	+8.00			
+6.75	+7.37	+7.50	+8.00	+8.00	+8.00	+8.00					
+7.00	+7.62	+8.00	+8.00	+8.00							

PER MIGLIORARE LA VISIONE DA LONTANO

In visione binoculare, aggiungere -0.25 o -0.50 nell'occhio dominante. Se la visione risultasse ancora insufficiente, aggiungere -0.25 anche nell'occhio NON dominante.

PER MIGLIORARE LA VISIONE DA VICINO

In visione binoculare, aggiungere +0.25 o +0.50 nell'occhio NON dominante. Se la visione risultasse ancora insufficiente, aggiungere +0.25 anche nell'occhio dominante.

VERIFICARE SEMPRE, IN VISIONE BINOCULARE, IL GIUSTO EQUILIBRIO TRA LONTANO E VICINO.

* Per i pazienti sopra i 66 anni di età considerare la colonna 64-66



KONTAKT LENS
V.A.O. Srl

TURMUP
TECHNOLOGICAL

Sede legale
Viale E. Caldara, 24
20122 - Milano (Italy)

Sede operativa
Via Pisciarelli, 79
c/o complesso Altamira
80078 - Pozzuoli NA (Italy)

telefono/fax
(+39) 081 5706771
(+39) 081 5700211
(+39) 081 6102519

numero verde
800 154 640

email
info@onlyone.it
ordini@onlyone.it

website
www.kontakt-lens.eu
www.onlyone.it
www.accessoreyes.eu